

А-церумен Нео Плюс

Склад

М'які поверхнево-активні речовини (натрію ацил саркозінат та ефір сахарози), зволожувач, натуральні харчові барвники, допоміжні речовини до 100%.

Не містить консервантів. Барвник природнього походження.

Загальна характеристика

Вушна сірка захищає вухо від інфекцій, пилу та чужорідних тіл. Вона контролює кількість бактерій, що зазвичай присутні на поверхні шкіри зовнішнього слухового проходу. Крім того, вушна сірка зволожує барабанну перетинку, запобігаючи її затвердінню та жорсткості, що сприяє кращій передачі звуку.

За нормальних умов вушна сірка виділяється і рухається у напрямку зовнішнього слухового проходу під час жувальних рухів. Будь-яке порушення даного процесу призводить до накопичення вушної сірки. Як наслідок, утворюється сірчана пробка, яка перешкоджає нормальному функціонуванню вуха, що призводить до втрати слуху, шуму в вухах, запаморочення, тощо.

Застосування м'яких засобів для вушної гігієни допомагає підтримувати зовнішній слуховий прохід чистим та запобігає накопиченню вушної сірки.

Опис:

А-ЦЕРУМЕН Нео Плюс® м'який засіб для вушної гігієни, що містить поверхнево-активні речовини.

А-ЦЕРУМЕН Нео Плюс® рекомендовано для дітей віком від 6 місяців та дорослих.

При регулярному застосуванні допомагає видалити залишки вушної сірки та запобігає її накопиченню.

Розчиняє сірчані пробки.

Дія препарату:

А-ЦЕРУМЕН Нео Плюс® зволожує та розчиняє сірчані пробки (суха та ущільнена вушна сірка).

Після видалення сірчаної пробки вушна сірка знову секретується природнім шляхом для захисту та змащування вуха.

Упаковка

Флакони-крапельниці по 2 мл.

Спрей, 40 мл

Дозування:

Для регулярної гігієни вух: 2 рази на тиждень.

Для видалення вушних пробок вранці та ввечері протягом 3-4 днів.

Попередження:

Після відкриття одноразовий флакон-крапельницю слід використати протягом 24 годин.

Не охолоджувати.

Зберігати у захищеному від світла місці.

Зберігати при температурі від 10 до 40°C.

Не застосовувати після дати закінчення терміну придатності, що вказана на флаконі-крапельниці.

Не використовувати, якщо флакон-крапельницю пошкоджено.

Запобіжні заходи:

Не проштовхувати наконечник флакону-крапельниці глибоко у слуховий прохід, щоб уникнути подразнення.

Не застосовувати засіб у випадку, коли пацієнт має перфоровану барабанну перетинку, страждає на вушну інфекцію або застосовує трубку для вентиляції середнього вуха.

Якщо відзначається болісне відчуття у вусі, перед застосуванням слід проконсультуватися з лікарем.

Уникати контакту з очима.

Не приймати внутрішньо.

Зберігати поза полем зору та в недоступному для дітей місці.

Інструкція препарату А-церумен представлена виключно з ознайомчою метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні А-церумену з метою лікування, його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими

медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте, самолікування небезпечно для вашого здоров'я!