

## Дефла Сільвер - інструкція із застосування

### склад

колоїдний розчин срібла 45-55 ppm, (45-55 мг / л), екстракт ісландського моху, ефірна олія туї, ефірну олію м'яти, ефірну олію ялиці; допоміжні компоненти: ПЕГ-40 гідрогенізована касторова олія, гліцерин, Д-пантенол, тимол, танін, гіалуронат натрію, сорбат калію, вітамін Р, вітамін Е, вітамін А.

Колоїдне срібло володіє широким спектром антибактеріальної, противірусної та протигрибкової активності, тому може сприяти придушенню багатьох патогенів на слизовій оболонці носа. Бактерицидну дію *in vitro* на *Staphylococcus aureus* спостерігається при концентрації наночастинок колоїдного срібла 45-50 ppm.

При місцевому (назальному) застосуванні колоїдний розчин срібла має тимчасову передбачувану дію проти вірусів, бактерій, грибів на слизовій оболонці носа, але не впливає на функції органів і систем організму.

Колоїдне срібло може проявляти віруліцидну дію відносно вірусу грипу та інших вірусів, а також в'язучу дію.

Екстракт ісландського моху має протизапальні та протимікробні властивості. Дубильні речовини мають в'язучу дію, сприяють зменшенню проникності судин слизової оболонки носа, усунення набряку і покращенню носового дихання.

Ефірні масла сприяють зменшенню набряку, розрідженню секрету і відходженню слизу з носових пазух і носа.

Д-пантенол, вітамін Е і вітамін А сприяють усуненню відчуття подразнення слизової оболонки носа.

Медичний виріб. Застосовується як допоміжний засіб, що сприяє полегшенню перебігу нежиті, який супроводжує аденоїдні, риніт,

риносинусит. Сприяє полегшенню перебігу нежиттю за рахунок передбачуваного дії на слизовій оболонці носа, без допомоги фармакологічних, імунологічних та метаболічних засобів, але з можливістю сприяння їх активності.

Застосовується старше 12 років і дорослим.

Спосіб застосування та дози

тільки для місцевого (назального) застосування.

Струснути флакон і зніміть захисний ковпачок. При першому застосуванні зробити 1-2 пробних розпилювання в повітря в зворотному напрямку від очей. Розпилення в порожнину носа проводити при вертикальному положенні голови.

У перші два дні застосовувати по 1-2 розпилення 5-6 разів на добу. Починаючи з третього дня, застосувати по 1-2 розпилення 3-4 рази на добу.

Загальний курс застосування становить 5-10 днів.

Протипоказання

застосування у дітей віком до 12 років;

підвищена чутливість до компонентів.

застереження

не застосовувати Дефлю® Сільвер Ніс Стронг в разі пошкодження флакона або після закінчення терміну придатності;

не розбирати розпилювач на запчастини;

не застосовувати при алергічної етіології захворювання;

у людей з підвищеною чутливістю до компонентів медичного виробу можлива поява алергічних реакцій;

при випадковому попаданні в очі промити великою кількістю чистої води.

термін придатності

3 роки.

опис

прозора рідина від світло-коричневого до коричневого кольору.

упаковка

15 мл у флаконі з пластика коричневого кольору, оснащеному помпою-розпилювачем. Один флакон поміщений в картонну упаковку разом з інструкцією із застосування медичного виробу.

умови зберігання

зберігати в оригінальній упаковці при температурі від 5 ° С до 25 ° С в сухому, захищеному від прямого сонячного світла і недоступному для дітей місці.

Не зберігати в холодильнику.

Після відкриття флакона медичний виріб можна застосовувати протягом 3 місяців.

Виробник

ТОВ «Чарлі», вул. Полтавський шлях, 123, р .. Харків, 61064, тел.: (057) 751-80-34 для ТОВ «Дельта Медікел».